

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิกม่า ไบโอเทค 6/7 หมู่บ้านสุขสันต์ 9 ซอยเพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

โทร. 02-005-3920 , 094-549-8211 แฟกซ์. 02-005-3920 # 13 WWW.ZIGMABIOTECH.COM , Line ID : ZIGMABIOTECH



### คุณสมบัติของเครื่องชั่งน้ำหนักผู้ใหญ่ ยี่ห้อ BERLY

1. เป็นเครื่องชั่งที่สามารถแสดงผลการวัดน้ำหนักและส่วนสูงเป็นตัวเลข Digital และเสียง
2. สามารถวัดค่าน้ำหนัก , ส่วนสูง , BMI , ปริมาณน้ำ , ไขมัน , Calories , กล้ามเนื้อ , มวลกระดูก
3. ควบคุมการทำงานด้วย Microcomputer
4. สามารถวัดค่าส่วนสูงด้วย Sensor โดยไม่ต้องสัมผัส
5. สามารถชั่งน้ำหนักได้ 5 – 200 กิโลกรัม (+ / - 50 กรัม)
6. สามารถวัดส่วนสูงได้ 80 – 195 เซนติเมตร (+ / - 0.5 เซนติเมตร)
7. หน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่ มีแสงไฟมองเห็นชัดเจน
8. สามารถพับเก็บที่วัดส่วนสูงได้ เคลื่อนย้ายสะดวก
9. ใช้พลังงานได้ 2 แบบทั้งแบบใส่ถ่านขนาด 3 A 4 ก้อน หรือใช้กระแสไฟฟ้าได้
10. ควบคุมการทำงานด้วย Microcomputer
11. รับประกัน 1 ปี