



คุณสมบัติของเครื่อง **Differential Cell Counter** ยี่ห้อ **N-TER**

1. เป็นเครื่องนับแยกจำนวน-ชนิด เม็ดเลือดขาวและเม็ดเลือดแดง
2. ควบคุมการทำงานด้วย Microcomputer ให้ผลการทำงานที่แม่นยำสูง
3. สามารถแสดงการทำงานด้วยหน้าจอ 2 บรรทัด 10 ชนิดการนับ
4. มีเสียงเตือนเมื่อนับครบจำนวน 100 Cells
5. ใช้ระบบไฟฟ้า 220V 50 Hz
6. ขนาดเครื่อง 220 x 166 x 78 mm
7. รับประกันคุณภาพ 1 ปี