



คุณสมบัติของเครื่อง Hematocrit Centrifuge ยี่ห้อ N-TER

1. เป็นเครื่อง Hematocrit centrifuge
2. สามารถทำความเร็วได้สูงสุด 12000 RPM หรือ 15300 RCF
3. สามารถตั้งเวลาได้ 0 – 99 นาที
4. Roter สามารถใส่ Micro capillary tube ชนิดพลาสติกและแก้วได้จำนวน 24 Tube
5. ตัวเครื่องทำจากพลาสติก ABS แข็งแรง ทนทาน ทำความสะอาดง่าย
6. มอเตอร์เป็นแบบชนิดไม่มีแปรงถ่าน
7. แสดงผลด้วยหน้าจอ Digital
8. ฝาปิดมีระบบ LOCK เพื่อความปลอดภัย
9. เครื่องจะหยุดทำงานอัตโนมัติเมื่อระบบขัดข้อง
10. น้ำหนัก 9 กิโลกรัม
11. ขนาดเครื่อง 280 x 250 x 240 mm
12. รับประกัน 1 ปี