



คุณสมบัติของเครื่องซีลสายถุงรับบริจาคโลหิต

1. เป็นเครื่องซีลสายถุงรับบริจาคโลหิต (Blood bag)
2. สามารถปรับความเร็วในการซีล สายถุงรับบริจาคโลหิตด้วยความเร็ว 1.5-4 วินาที
3. มีปุ่มกดและสวิตช์เท้า (Foot switch) เพื่อใช้ควบคุมการทำงานของเครื่อง
4. มีหลอดไฟแสดงสถานะการทำงาน
5. สามารถซีลสายถุงรับบริจาคโลหิต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 – 8 mm
6. ขนาดตัวเครื่อง 320 x 270 x 2
7. ใช้กำลังไฟ 150-400 W
8. ใช้ไฟ AC 220 V 50 – 60 Hz
9. น้ำหนัก 12 Kg
10. รับประกันคุณภาพ 1 ปีเต็ม