



คุณสมบัติของเครื่องเขย่าพร้อมชั่งน้ำหนักอุ้งบรรจุโลหิต รุ่น YLS-12 B

1. ใช้ระบบไฟฟ้า AC 220 V , 50 Hz , 40 VA
2. เขย่า 30 – 32 ครั้งต่อนาที
3. สามารถควบคุมปริมาตรได้โดย
 - เบอร์ 1 ปริมาตร 0 – 100 ml
 - เบอร์ 2 ปริมาตร 0 – 200 ml
 - เบอร์ 3 ปริมาตร 0 – 300 ml
 - เบอร์ 4 ปริมาตร 0 – 400 ml
 - เบอร์ 5-9 สามารถตั้งปริมาตรเองได้
4. มีสัญญาณเตือนด้วยเสียงและแสงเมื่อถึงปริมาตรที่ต้องการ
5. สามารถ camp สายขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 – 6 mm หน้า 0.5 mm
6. ขนาดเครื่อง 275 x 230 x 210 mm
7. น้ำหนัก 3.3 kg