

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิกม่า ไบโอเทค

6/7 หมู่บ้านสุขสันต์ 9 ซ.เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม.10160 โทร. 02-147-4608 , 094-549-8211

WWW.ZIGMABIOTECH.COM , Line ID : ZIGMABIOTECH



คุณสมบัติของเครื่อง Particle counter

1. เป็นเครื่องวัดปริมาณจำนวน Particle ในอากาศ
2. สามารถใช้งานได้ทั้งในเครื่อง Lamina air flow , Laboratory , Clean room , Hospital , Manufactory ฯลฯ
3. ควบคุมการทำงานด้วย Micro computer
4. ใช้ Laser คุณภาพสูง แม่นยำในการวัดปริมาณ Particle
5. Minimum of particle diameter 0.3 um
6. แสดงผลแบบ Real-time ด้วยหน้าจอ OLED Digital
7. สามารถส่งข้อมูลเข้าเครื่อง Computer ด้วย USB port
8. รับประกัน 1 ปีเต็ม