

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิกม่า ไบโอเทค

6/7 หมู่บ้านสุขสันต์ 9 ซอยเพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

โทร. 02-147-4608 , 094-549-8211 WWW.ZIGMABIOTECH.COM , Line ID : ZIGMABIOTECH



คุณสมบัติของเครื่อง ICU Patient Monitor ยี่ห้อ Creative รุ่น UP-9000

1. 15" high resolution color TFT display, touch screen optional
2. 12,000 group NIBP , 72 hours ECG waveform and 1,000 hours trend storage
3. 20 types of arrhythmia and ST segment analysis
4. 7-channel ECG waveforms display simultaneously
5. Trend data analysis for 8/24/120 hours
6. Protection against interference from defibrillator or electrosurgical knife
7. Linux operation system
8. Built-in rechargeable & removable battery