

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิกม่า ไบโอเทค

6/7 หมู่บ้านสุขสันต์ 9 ซ.เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม.10160 โทร. 02-147-4608 , 094-549-8211

WWW.ZIGMABIOTECH.COM , Line ID : ZIGMABIOTECH



คุณสมบัติของเครื่องอุณหภูมิบรรจุเลือดยี่ห้อ N-TER รุ่น ZN-1050A

1. เป็นเครื่องอุณหภูมิเก็บเลือดสามารถบรรจุอุณหภูมิได้ถึง 10 ลิตร
2. ควบคุมและแสดงผลการทำงานด้วยหน้าจอ Touch screen
3. ควบคุมการทำงานด้วย Micro computer
4. สามารถทำอุณหภูมิได้ 5 – 60 องศาเซลเซียส +/- 0.1 องศาเซลเซียส
5. สามารถตั้งเวลาได้สูงสุด 99 ชั่วโมง 59 วินาที
6. ใช้ระบบไฟฟ้า 220 V 50 Hz
7. ขนาดภายใน 200 x 210 x 250 mm
8. ขนาดภายนอก 330 x 450 x 450 mm
9. ฝาปิดมีระบบ LOCK เพื่อความปลอดภัย
10. Chamber ภายในใช้สแตนเลสชนิด 304
11. น้ำหนักเครื่อง 30 กิโลกรัม
12. Germany Technology
13. รับประกัน 1 ปีเต็ม