

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิกม่า ไบโอเทค

6/7 หมู่บ้านสุขสันต์ 9 ซอยเพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160


โทร. 094-549-8211 , www.zigmabiotech.com , E-mail : zigmabiotech@hotmail.com , Line ID : zigmabiotech



เครื่อง Micro bilirubin ยี่ห้อ N-TER รุ่น ZMB-17331

คุณสมบัติของเครื่อง

1. เป็นเครื่องตรวจวัดค่า Total micro bilirubin ในเลือด
2. สามารถใช้ได้กับ Micro capillary tube ชนิดพลาสติก และแก้ว
3. ใช้หลักการ Direct photometry
4. Sample volume 40 – 45 uL (หรือ 2 ส่วน 3 ถึง 3 ส่วน 4 ของ Micro capillary tube)
5. สามารถใช้กระแสไฟฟ้าได้ถึง 2 ระบบ คือกระแสไฟฟ้าชนิด AC 100 – 240V 50/60 Hz
6. อุณหภูมิห้องที่เหมาะสมกับการใช้งานเครื่อง 10 – 30 °C
7. ความชื้นที่เหมาะสมกับการใช้งานเครื่อง $\leq 95\%$
8. Light source ชนิด LED
9. Photometer ชนิด Bi-chromatic ความยาวคลื่น 450 nm. และ 578 nm.
10. หน้าจอแสดงผลชนิด LCD
11. มี Printer สามารถพิมพ์ผลการตรวจวัดได้ทันที โดยใช้กระดาษ Thermal paper ขนาด 58 mm.
12. สามารถเชื่อมต่อข้อมูลด้วย USB port และ RS232
13. ขนาดเครื่อง 190(W) * 250(L) * 85(H) mm
14. Carton size (Holder size) 250(W) * 320(L) * 170(H) mm
15. น้ำหนัก 3 Kg
16. รับประกัน 1 ปี



รูป แสดงการใส่ปริมาณตัวอย่างเลือดสำหรับตรวจวัดด้วยเครื่อง Micro bilirubin ยี่ห้อ N-TER รุ่น ZMB-17331