

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิกม่า ไบโอเทค

6/7 หมู่บ้านสุขสันต์ 9 ซอยเพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

โทร. 02-147-4608 , 094-549-8211 , WWW.SIGMABIOTECH.COM , ID Line : ZIGMABIOTECH



คุณสมบัติของเครื่อง Rotator ยี่ห้อ N-TER

1. เป็นเครื่อง Rotator ที่สามารถใช้งานตรวจวิเคราะห์ RPR, TRUST, VDRL
2. ใช้มอเตอร์ชนิดไม่มีแปรงถ่าน (Maintenance free)
3. แสดงผลด้วยหน้าจอ LCD พร้อม Black light
4. ควบคุมการทำงานด้วย Microcomputer
5. สามารถตั้งเวลาเป็นวินาที และนาทีได้ด้วยระบบ Digital ที่ออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย
6. มีฝาปิดป้องกันอันตรายจากการสัมผัสกับสิ่งส่งตรวจ ขณะที่เครื่องทำงาน
7. ความเร็วรอบ 20 – 230 RPM
8. สามารถตั้งเวลาได้ 0 – 999 นาที
9. ขนาดพื้นที่ใช้งาน 310 x 219 mm
10. รับน้ำหนักได้สูงสุด 1 กิโลกรัม
11. Highly accurate speed control
12. รับประกัน 1 ปี